

epitact®



Genou
douloureux

Douleurs à la main
& au poignet


Insuffisance veineuse

Traumatismes de la cheville

Pathologies
du pied

CATALOGUE GÉNÉRAL

Podologie - Insuffisance veineuse - Orthopédie - Sport



"Notre règle d'or depuis le début :
Commercialiser uniquement des produits que nous accepterions
de porter nous-mêmes."

La passion est au cœur de notre métier. En découle un engagement immuablement créatif et un souci du moindre détail, de la R&D au SAV de MILLET INNOVATION. L'exigence créative alliée à l'enthousiasme originel détermine l'état d'esprit de notre société innovante, et cela se reflète sur la qualité de nos produits depuis plus de 20 ans.

Nous aimons rendre le sourire à nos patients, créer la surprise en surpassant leurs attentes. Lorsqu'il n'existe sur le marché aucun produit adapté pour répondre à une pathologie, nous explorons toutes les pistes et déployons des trésors d'imagination pour concevoir LA solution idéale. Par solution idéale, nous entendons non seulement une solution qui satisfasse la fonction première de soulagement mais qui soit aussi parfaitement adaptée à ses conditions d'utilisation.

En permettant à des personnes invalidées au quotidien de retrouver le plaisir de la marche, le plaisir de bouger, le plaisir de continuer leur pratique sportive, nous ressentons une réelle gratification, chacun d'entre nous, salarié de MILLET INNOVATION. Nous cultivons chaque jour nos valeurs fondamentales, l'amour du travail bien fait et la recherche d'excellence : le soin en mouvement.



INSUFFISANCE VEINEUSE

Plus d'une personne sur deux souffre de maladie veineuse chronique des membres inférieurs. EPITACT® développe en 2024 une toute nouvelle technologie brevetée pour la prise en charge podologique de la maladie veineuse. Conscient de l'impact fort de cette pathologie sur la qualité de vie et du manque de solutions vraiment satisfaisantes pour la soulager, le laboratoire propose, grâce aux semelles thérapeutiques jambes légères, une approche innovante à la fois efficace, confortable et pratique pour le traitement des symptômes de l'insuffisance veineuse.

JAMBES LOURDES

PAGES 6 À 7

SEMELLES THÉRAPEUTIQUE JAMBES LÉGÈRES




RECOMMANDÉS POUR

- Troubles de la circulation sanguine des membres inférieurs
- Insuffisance veineuse
- Varices débutantes

ACTION

Stimule la pompe plantaire à chaque pas.



Les veines situées sous le pied sont écrasées à chaque pas, ce qui provoque la propulsion du sang vers le mollet.


CONSEIL

Peuvent être portées en été comme en hiver. Fines et souples, elles s'adaptent à toutes les chaussures fermées et se font rapidement oublier. Ne glissent pas lors du chaussage.

ÉFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE

RÉSULTATS CLINIQUES

-79% de réduction des symptômes en **14** jours



LES TESTS D'EFFICACITÉ DES SEMELLES EPITACT®

Les bénéfices des semelles pour la circulation sanguine EPITACT® sont cliniquement prouvés**:

- 1/ Plus de facilités à réaliser les mouvements et les activités du quotidien;
- 2/ 4 fois moins de symptômes ressentis;
- 3/ Soulagement rapide perçu dès le 2^{ème} jour d'utilisation ;
- 4/ Confort et effet massant.

RETOUR VEINEUX : DÉFINITION

La maladie veineuse chronique des membres inférieurs, communément caractérisée par la sensation de jambes lourdes, correspond à un défaut du retour veineux dans les jambes. Les parois veineuses sont parcourues de valvules anti-reflux, des sortes de clapets qui empêchent le sang de redescendre malgré la gravité. Lorsque les veines sont défailantes, les valvules se referment mal et le sang s'accumule alors dans les jambes. Une mauvaise circulation sanguine dans le membre inférieur peut causer une gêne plus ou moins forte (pesanteur, gonflement, fourmillements, douleur) et des troubles cutanés (ex : varices).



DISPOSITIF
MÉDICAL



Découpez les semelles selon les lignes de pointure OU utilisez la semelle intérieure de la chaussure comme patron.

SEMELLES THÉRAPEUTIQUES JAMBES LÉGÈRES

SOULAGENT LES SYMPTÔMES DE L'INSUFFISANCE VEINEUSE

Jambes lourdes et douloureuses, sensations de gonflement

- À chaque pas, le réseau de billes de gel breveté agit sur des zones stratégiques de la pompe plantaire et stimule la circulation sanguine dans les jambes
- Soulagement dès le 2^{ème} jour d'utilisation
- Confort optimal grâce à l'effet massant des billes de gel
- Lavables facilement à l'eau et au savon et réutilisables en moyenne 1 an

UNE STRUCTURE
UNIQUE*
POUR UN EFFET IMMÉDIAT
SUR LA POMPE PLANTAIRE

CONFORT ASSURÉ TOUT
AU LONG DE LA JOURNÉE

Surface souple qui répartit les pressions

STIMULE LA CIRCULATION
SANGUINE
Réparties de façon stratégique, les billes de gel agissent à chaque pas.

EFFICACITÉ RENFORCÉE

Le module anatomique épouse les courbes de vos pieds pour activer efficacement la pompe plantaire.

USAGE QUOTIDIEN	✓	USAGE OCCASIONNEL	
CHAUSSURES FERMÉES	✓	CHAUSSURES OUVERTES	
LAVAGE À LA MACHINE		LAVAGE À LA MAIN	✓

TAILLE	POINTURE	EAN	CNK
S	36 - 38	3660396020777	4747-416
M	39 - 41	3660396020784	4750-915
L	42 - 44	3660396020791	4751-046

*Brevet déposé le 15/10/2022

**étude clinique sur 52 sujets symptomatiques pendant 14 jours. Mai 2023



PODOLOGIE

EPITACT®, spécialiste des soins en podologie, propose une large gamme de protections, d'orthèses légères et de cosmétiques. Issus de technologies innovantes et brevetées, ces produits ont été développés pour assurer le soin et le confort des pieds.

Nos solutions agissent en toute complémentarité sur les pathologies les plus courantes du pied : douleurs plantaires, cors, durillons... Mais aussi sur l'hallux valgus (« oignon ») ! Cette déformation inesthétique, souvent douloureuse, voire invalidante a nécessité le développement d'une gamme très complète d'orthèses et de protections.

DOULEURS PLANTAIRES	PAGES 10 à 15
HALLUX VALGUS	PAGES 16 à 21
CORS, ŒILS-DE-PERDRIX	PAGE 22 à 25
AUTRES PATHOLOGIES	PAGE 26 à 29

DOULEURS PLANTAIRES : DÉFINITION

Les douleurs plantaires, aussi appelées métatarsalgies, résultent souvent de problèmes d'hyper appuis. Ces derniers se révèlent par des douleurs, mais également par la présence de corne dans les zones de fortes pressions. En effet, pour lutter contre l'agression subie par un mauvais appui au sol ou par le chaussant, le corps réagit en augmentant le taux de renouvellement cellulaire. De la corne est alors créée pour augmenter l'interface entre le sol et les métatarsiens (os situés sous l'avant-pied) et pour redistribuer la pression sur une plus grande surface. Ces zones d'hyperkératose, appelées durillons, peuvent être très douloureuses lors de la marche.

DOULEURS OCCASIONNELLES

DOULEURS RÉCURRENTES

COUSSINETS TRANSPARENTS



RECOMMANDÉS POUR

- Douleurs plantaires occasionnelles
- Échauffements

> CHAUSSURES OUVERTES

ACTION

Suppriment les pressions sous l'avant-pied.

CONSEIL

Conçus pour un port dans des chaussures féminines à talons hauts ou pour un usage occasionnel (soirée festive,...).

Voir en détail / P.10

PROTECTIONS DURILLONS, CALLOSITÉS



RECOMMANDÉES POUR

- Durillon (sous l'avant-pied)
- Callosité (sous l'avant-pied)

> CHAUSSURES OUVERTES/FERMÉES

ACTION


Répartissent les pressions dans la zone du durillon.

CONSEIL

Idéales pour des chaussures ouvertes/féminines ou pour un usage occasionnel. Conviennent aussi aux personnes diabétiques.

Voir en détail / P.10

COUSSINETS DISCRETS



RECOMMANDÉS POUR

- Douleurs plantaires récurrentes
- Échauffements
- Durillons

> CHAUSSURES OUVERTES

ACTION

Suppriment les pressions sous l'avant-pied.
Favorisent la disparition des durillons.

CONSEIL

Conçus pour être portés quotidiennement dans des chaussures ouvertes. Peuvent être utilisés dans plusieurs paires grâce aux adhésifs fournis.

Voir en détail / P. 10

COUSSINETS COMFORTACT™ PLUS



RECOMMANDÉS POUR

- Douleurs plantaires récurrentes
- Échauffements
- Durillons

> CHAUSSURES FERMÉES

ACTION

Suppriment les pressions sous l'avant-pied.
Soulagent la douleur.

CONSEIL

Conçus pour être portés quotidiennement et confortablement dans des chaussures fermées afin de protéger l'avant-pied des pressions.

Voir en détail / P. 8

COUSSINETS PLANTAIRES



RECOMMANDÉS POUR

- Douleurs plantaires récurrentes
- Échauffements
- Durillons

> CHAUSSURES FERMÉES

ACTION

Suppriment les pressions sous l'avant-pied.
Favorisent la disparition des durillons.

CONSEIL

Conçus pour être portés quotidiennement dans des chaussures fermées afin de protéger l'avant-pied des pressions.

Voir en détail / P. 8

COUSSINETS DOUBLE PROTECTION



RECOMMANDÉS POUR

HALLUX VALGUS "OIGNON" & DOULEURS PLANTAIRES ASSOCIÉES

- Douleurs chroniques lors du chaussage

> CHAUSSURES FERMÉES

ACTION

Protègent « l'oignon » et l'avant-pied en supprimant les pressions et les frictions.

CONSEIL

À utiliser quotidiennement lorsque les douleurs plantaires sont associées à un "oignon". Conviennent si le gros orteil n'est plus mobile latéralement.

Voir en détail / P. 8

DOULEURS PLANTAIRES



COUSSINETS
PLANTAIRES
COMFORTACT™ PLUS

RÉPARTISSENT LES PRESSIONS
ET SOULAGENT LES DOULEURS.

Douleurs plantaires récurrentes,
échauffements, durillons.

- Portés quotidiennement, ils protègent l'avant-pied des pressions, favorisent la disparition des durillons et soulagent les douleurs grâce à un module d'EPITHELIUM26® en sous la zone plantaire.
- Module de gel à effet « billes » = confort sous le pied.
- Bretelle de maintien ergonomique sans coutures = confort entre les orteils.
- Finesse optimisée : port de chaussures étroites possible et meilleure stabilité.

COUSSINETS PLANTAIRES COMFORTACT™ PLUS



Ces images montrent une diminution de la pression sur la zone d'appuis grâce au module en gel de silicone de 2mm à « effet billes » EPITHELIUM26®.

- 1 > Pressions localisées sous l'avant-pied (zone jaune).
- 2 > Pressions dissipées sous l'avant-pied (zone bleues).

USAGE QUOTIDIEN	✓	USAGE OCCASIONNEL
CHAUSSURES FERMÉES	✓	CHAUSSURES OUVERTES
LAVAGE À LA MACHINE	✓	LAVAGE À LA MAIN

TAILLES	POINTURES	EAN	CNK
S	36 - 38	3660396014332	4172-631
M	39 - 41	3660396014349	4172-615
L	42 - 45	3660396014356	4172-623

VENDU
PAR PAIRE




COUSSINETS
PLANTAIRES

SOULAGENT LES DOULEURS
ET ÉLIMINENT LES DURILLONS.

Douleurs plantaires récurrentes,
échauffements, durillons.

- Portés quotidiennement, ils désactivent le processus de formation de corne et entraînent naturellement la disparition des durillons grâce à un module d'EPITHELIUM 26® en zone plantaire.
- Très fins, encombrement minimal.
- Bretelles de maintien.

COUSSINETS PLANTAIRES



Ces images montrent une diminution de la pression sur la zone d'appuis grâce au module de 2mm en gel de silicone EPITHELIUM26®.

- 1 > Pressions localisées sous l'avant-pied (zones rouges).
- 2 > Pressions dissipées sous l'avant-pied (zones jaunes).

USAGE QUOTIDIEN	✓	USAGE OCCASIONNEL
CHAUSSURES FERMÉES	✓	CHAUSSURES OUVERTES
LAVAGE À LA MACHINE	✓	LAVAGE À LA MAIN

TAILLES	POINTURES	EAN	CNK
S	36 - 38	3660396003633	2373-025
M	39 - 41	3660396003640	2373-678
L	42 - 45	3660396003657	2373-686

VENDU
PAR PAIRE




COUSSINETS
DOUBLE
PROTECTION

SOULAGENT LES DOULEURS
LIÉES À L'HALLUX VALGUS ASSOCIÉES
À DES DOULEURS PLANTAIRES
OU DURILLONS.

Hallux valgus & douleurs plantaires
associées, durillons.

- Ils intègrent une pastille d'EPITHELIUM 26® d'1mm d'épaisseur en regard de « l'oignon » qui répartit les pressions et supprime les frottements.
- De plus, portés quotidiennement, ils désactivent le processus de formation de corne et entraînent naturellement la disparition de durillons grâce à un module d'EPITHELIUM 26® en zone plantaire.
- Très fins, encombrement minimal. Bretelles de maintien.

PROTECTION HALLUX VALGUS



USAGE QUOTIDIEN	✓	USAGE OCCASIONNEL
CHAUSSURES FERMÉES	✓	CHAUSSURES OUVERTES
LAVAGE À LA MACHINE	✓	LAVAGE À LA MAIN

TAILLES	POINTURES	EAN	CNK
S	36 - 38	3660396003756	2373-157
M	39 - 41	3660396003763	2373-769
L	42 - 45	3660396003770	2373-777

VENDU
PAR PAIRE

DOULEURS PLANTAIRES



COUSSINETS
TRANSPARENTS

ÉLIMINENT LES ÉCHAUFFEMENTS
ET SOULAGENT LES DOULEURS.

Douleurs plantaires occasionnelles,
échauffements dans des
chaussures ouvertes, échantreées.

- Suppriment les pressions sous l'avant-pied et soulagent les douleurs plantaires dans les chaussures féminines, ouvertes.
- Très fins, encombrement minimal.
- Adhésifs de maintien.

COUSSINETS TRANSPARENTS

SUPPRIMENT LES PRESSIONS SOUS L'AVANT-PIED



USAGE QUOTIDIEN	USAGE OCCASIONNEL	✓
CHAUSSURES FERMÉES	CHAUSSURES OUVERTES	✓
LAVAGE À LA MACHINE	LAVAGE À LA MAIN	✓
TAILLE	EAN	CNK
TU	3660396006634	3159-746

VENDU
PAR PAIRE



PROTECTIONS
DURILLONS


ÉLIMINENT LES ÉCHAUFFEMENTS ET
SOULAGENT LES DOULEURS.



Durillons, callosités sous l'avant-pied.

- Conviennent aussi aux diabétiques.
- Soulagent lors de la marche dès l'application grâce au gel d'EPITHELIUM™ Activ répartiteur de pressions.
- Gel de silicone auto-adhésif repositionnable, se décolle sans douleur.
- Protections discrètes très fines, s'adaptent dans toutes les chaussures ouvertes ou fermées.
- Réutilisables 4 à 5 fois en moyenne.

PROTECTIONS DURILLONS



USAGE QUOTIDIEN		USAGE OCCASIONNEL	✓
CHAUSSURES FERMÉES	✓	CHAUSSURES OUVERTES	✓
LAVAGE À LA MACHINE		LAVAGE À LA MAIN	✓
TAILLE	SPÉCIFICITÉS	EAN	CNK
TU	3,8 cm x 4,5 cm épaisseur 1 mm	3660396004890	2961-373

LOT DE 3
PROTECTIONS



COUSSINETS
DISCRETS


SOULAGENT LES DOULEURS
ET ÉLIMINENT LES DURILLONS.

Douleurs plantaires récurrentes,
échauffements, durillons.
Port de chaussures ouvertes.

- Portés quotidiennement, les coussinets discrets désactivent le processus de formation de corne et entraînent naturellement la disparition des durillons grâce à l'EPITHELIUM 26®.
- Très fins, encombrement minimal.
- Adhésifs de maintien + 4 adhésifs supplémentaires fournis.

COUSSINETS DISCRETS

L'EPITHELIUM 26® UNE EXCLUSIVITÉ EPITACT®



USAGE QUOTIDIEN	USAGE OCCASIONNEL	✓
CHAUSSURES FERMÉES	CHAUSSURES OUVERTES	✓
LAVAGE À LA MACHINE	LAVAGE À LA MAIN	✓
TAILLE	EAN	CNK
TU	3660396005330	2890-796

VENDU
PAR PAIRE

HALLUX VALGUS* : DÉFINITION

L'hallux valgus correspond à une déformation de l'avant-du pied : le gros orteil penche vers ses voisins tandis que l'os long qui le précède (le 1er métatarsien) dévie vers l'extérieur. Progressivement, l'articulation à la base de l'orteil va ressortir sur le côté du pied, créant une bosse aussi bien connue sous le nom d' "oignon".

Cette déformation est irréversible et provoque un conflit entre le pied et la chaussure. L'"oignon" est donc soumis à des pressions et des frottements excessifs entraînant une inflammation et des douleurs insupportables. 10% de la population interrogée présente un hallux valgus.

*L'Hallux Valgus est une déformation qui ne peut disparaître au cours du temps.

DÉFORMATION IRRÉDUCTIBLE : PROTECTIONS

DÉFORMATION RÉDUCTIBLE : ORTHÈSES

BEST SELLER



PROTECTION HALLUX VALGUS

RECOMMANDÉS POUR

- Douleurs de frottements sur "l'oignon"

> DÉFORMATION IRRÉDUCTIBLE <

ACTION

Protègent «l'oignon» en supprimant les frictions sur l'excroissance osseuse.

CONSEIL

A utiliser quotidiennement dans les chaussures fermées pour protéger "l'oignon" des frottements. Convient si le gros orteil n'est plus mobile latéralement.

Voir en détail / P. 14



PROTECTIONS HALLUX VALGUS

RECOMMANDÉES POUR

- Douleurs de frottements sur "l'oignon"

> DÉFORMATION IRRÉDUCTIBLE <


ACTION

Protègent "l'oignon" en supprimant les frictions sur l'excroissance osseuse.

CONSEIL

Idéales pour des chaussures ouvertes/ féminines ou pour un usage occasionnel. Conviennent aussi aux personnes diabétiques.

Voir en détail / P. 16



COUSSINETS DOUBLE PROTECTION

RECOMMANDÉS POUR

- Hallux valgus, "oignon" et douleurs plantaires associées
- Douleurs chroniques lors du chaussage

> DÉFORMATION IRRÉDUCTIBLE <

ACTION

Protègent "l'oignon" et l'avant-pied en supprimant les pressions et les frictions.

CONSEIL

A utiliser quotidiennement lorsque "l'oignon" est associé à des douleurs plantaires ou à un durillon. Conviennent si le gros orteil n'est plus mobile latéralement.

Voir en détail / P. 16

BEST SELLER



ORTHÈSE CORRECTIVE SOUPLE DE JOUR

RECOMMANDÉE POUR

- Douleurs articulaires et de contact

> DÉFORMATION RÉDUCTIBLE <

ACTION

Aide à corriger la déformation et à limiter l'évolution de l'hallux valgus. Supprime les frictions sur "l'oignon".

CONSEIL

A utiliser pour protéger et corriger l'hallux valgus lors de la marche. Ne convient pas si le gros orteil n'est plus mobile latéralement.

Voir en détail / P. 14

BEST INNOVATION



ORTHÈSE CORRECTIVE RIGIDE DE NUIT

RECOMMANDÉE POUR

- Douleurs articulaires nocturnes et de contact

IDÉALE EN COMPLÉMENT D'UNE ORTHÈSE JOUR

> DÉFORMATION RÉDUCTIBLE <

ACTION

Aide à corriger la déformation et à limiter l'évolution de l'hallux valgus. Supprime les frictions sur "l'oignon".

CONSEIL

A utiliser pour éviter les douleurs articulaires nocturnes et de contact. Ne convient pas si le gros n'est plus mobile latéralement.

Voir en détail / P. 14



ORTHÈSE CORRECTIVE DOUBLE DE JOUR

RECOMMANDÉE POUR

- Douleurs articulaires associées à des douleurs plantaires

> DÉFORMATION RÉDUCTIBLE <

ACTION

Aide à corriger la déformation et à limiter l'évolution de l'hallux valgus. Protège l'avant-pied (durillon) et "l'oignon".

CONSEIL


A utiliser lorsque l'oignon est associé à un durillon. Ne convient pas si le gros n'est plus mobile latéralement.

Voir en détail / P. 16

CORRIGER & PROTÉGER

Les orthèses correctives EPITACT® permettent de réaxer le gros orteil et de protéger « l'oignon » dans toutes les situations de la vie quotidienne (en journée, la nuit ou durant la pratique sportive). Ces solutions sont réservées aux personnes présentant un gros orteil encore mobile latéralement. Elles sont complémentaires pour une efficacité optimale sur le soulagement de la douleur et sur l'évolution de la pathologie.


POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE, RECOMMANDEZ L'ORTHÈSE NUIT EN COMPLÉMENT D'UNE ORTHÈSE JOUR.



LES ORTHÈSES EXISTENT EN DIFFÉRENTES TAILLES.
Mesurez le contour du pied en arrière de l'hallux valgus (« oignon »).
Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus petite.

*L'Hallux Valgus est une déformation qui ne peut disparaître au cours du temps.

HALLUX VALGUS



PROTECTION HALLUX VALGUS


PROTÈGE “L'OIGNON” DES FROTTEMENTS ET SOULAGE LA DOULEUR.

« Oignon » douloureux lors du chaussage.

- Supprime les pressions et frottements sur « l'oignon » sans introduire de pressions supplémentaires dans la chaussure grâce au gel d'EPITHELIUM 26® d'1 mm d'épaisseur seulement.
- Mise en place de la protection aisée et maintien idéal.
- Très fine, se porte dans toutes les chaussures fermées.

PROTECTION HALLUX VALGUS

PASTILLE EN SILICONE BREVETÉ EPITHELIUM 26®
1 mm d'épaisseur pour un encombrement minimal dans votre chaussure.



USAGE QUOTIDIEN	✓	USAGE OCCASIONNEL
CHAUSSURES FERMÉES	✓	CHAUSSURES OUVERTES
LAVAGE À LA MACHINE	✓	LAVAGE À LA MAIN

TAILLES	POINTURES	EAN	CNK
S	36 - 38	3660396003664	2373-033
M	39 - 41	3660396003671	2373-694
L	42 - 45	3660396003688	2373-702

VENDEUR À L'UNITÉ

À PORTER LA JOURNÉE



À PORTER LA NUIT



ORTHÈSE CORRECTIVE SOUPLE DE JOUR

CORRIGE LA DÉVIATION, SOULAGE, PROTÈGE “L'OIGNON”.

SANS



AVEC



Ces 2 radiographies montrent une correction de -14° de la déformation avec le port de l'orthèse souple de jour.

Tendon externe EPITHELIUMFLEX®

Pastille en EPITHELIUM™



USAGE QUOTIDIEN	✓	USAGE OCCASIONNEL
CHAUSSURES FERMÉES	✓	CHAUSSURES OUVERTES
LAVAGE À LA MACHINE	✓	LAVAGE À LA MAIN

TAILLES	MESSURES	EAN	CNK
S	20 ± 21,5 cm	3660396005620	2953-909
M	21,5 < 23 cm	3660396005637	2953-917
L	23 < 24,5 cm	3660396005644	2953-925

VENDEUR À L'UNITÉ

Douleurs articulaires et douleurs de contact liées à un hallux valgus.

ORTHÈSE CORRECTIVE SOUPLE DE JOUR

CORRIGE LA DÉVIATION, SOULAGE, PROTÈGE “L'OIGNON”.

- Réaxe le gros orteil, soulage les douleurs articulaires et protège « l'oignon » des frottements.
- Action systémique lors de la marche sur les facteurs aggravant la déformation :
 - Le tendon externe breveté EPITHELIUMFLEX® réaxe le gros orteil et évite les frottements sur l'excroissance osseuse.
 - Le bracelet métatarsien de contention et la pastille de contre-appui en EPITHELIUM™ permettent de limiter l'écrasement et l'élargissement de l'avant-pied.
- Très fine, se porte dans toutes les chaussures fermées.

ORTHÈSE CORRECTIVE RIGIDE DE NUIT

CORRIGE LA DÉVIATION, SOULAGE, PROTÈGE “L'OIGNON”.


- Réaxe le gros orteil, soulage les douleurs articulaires et protège "l'oignon" du contact des draps, matelas, etc...
- Orthèse thermoformable brevetée: le patient moule l'orthèse sur son pied en quelques minutes. Elle est donc très confortable car adaptée à sa morphologie.
- Evolutive : l'orthèse est thermoformable plusieurs fois pour obtenir un niveau de correction progressif.

Contre-indications : Gros orteil non mobile latéralement.


ORTHÈSE CORRECTIVE RIGIDE DE NUIT

CORRIGE LA DÉVIATION, SOULAGE, PROTÈGE “L'OIGNON”.

SANS




AVEC



Ces 2 radiographies montrent une correction de -6° de la déformation avec le port de l'orthèse rigide de nuit.

Évidement

Renfort thermoformé



USAGE QUOTIDIEN	✓	USAGE OCCASIONNEL
CHAUSSURES FERMÉES	✓	CHAUSSURES OUVERTES
LAVAGE À LA MACHINE	✓	LAVAGE À LA MAIN

TAILLES	MESSURES	EAN	CNK
S	20 ± 21,5 cm	3660396007655	3406-527
M	21,5 < 23 cm	3660396007662	3406-535
L	23 < 24,5 cm	3660396007679	3406-519

PROTÉGER & SOULAGER

Les protections EPITACT® permettent de protéger « l’oignon » des frottements/pressions dans la chaussure et de soulager les douleurs de contact. Elles n’ont pas pour vocation de corriger la déviation du gros orteil. Ces solutions sont adaptées à tous les stades de la pathologie, que l’hallux valgus soit débutant ou avancé.

*L'Hallux Valgus est une déformation qui ne peut disparaître au cours du temps.

HALLUX VALGUS



ORTHÈSE CORRECTIVE DOUBLE DE JOUR


CORRIGE LA DÉVIATION, SOULAGE, PROTÈGE L'AVANT-PIED & “L'OIGNON”.

Contre-indications : Gros orteil non mobile latéralement.

Douleurs articulaires, douleurs de contact liées à un hallux valgus et douleurs plantaires (durillons).

- Réaxe le gros orteil, soulage les douleurs articulaires, protège "l'oignon" des frottements et l'avant-pied des pressions (durillons).
- Action systémique lors de la marche sur les facteurs aggravant la déformation et la douleur:
 - Le tendon externe breveté EPITHELIUMFLEX® réaxe le gros orteil et évite les frottements sur l'excroissance osseuse.
 - Le bracelet métatarsien de contention et la pastille de contre-appui en EPITHELIUM™ permettent de limiter l'écrasement et l'élargissement de l'avant-pied.
 - Le module de gel d'EPITHELIUM 26® sous les têtes métatarsiennes supprime les pressions et favorise la disparition naturelle du durillon.
- Très fine, se porte dans toutes les chaussures fermées.

ORTHÈSE CORRECTIVE DOUBLE DE JOUR



USAGE QUOTIDIEN	✓	USAGE OCCASIONNEL	
CHAUSSURES FERMÉES	✓	CHAUSSURES OUVERTES	
LAVAGE À LA MACHINE	✓	LAVAGE À LA MAIN	

VENDUE À L'UNITÉ

Pied gauche			
TAILLES	MESURES	EAN	CNK
S	20 ≤  ≤ 21,5 cm	3660396005897	3053-220
M	21,5 <  ≤ 23 cm	3660396005972	3053-238
L	23 <  ≤ 24,5 cm	3660396006054	3053-261

Pied droit			
TAILLES	MESURES	EAN	CNK
S	20 ≤  ≤ 21,5 cm	3660396005859	3053-212
M	21,5 <  ≤ 23 cm	3660396005934	3053-246
L	23 <  ≤ 24,5 cm	3660396006016	3053-253




COUSSINETS DOUBLE PROTECTION

SOULAGENT LES DOULEURS LIÉES À L'HALLUX VALGUS. ASSOCIÉES À DES DOULEURS PLANTAIRES OU DURILLONS.

Hallux valgus & douleurs plantaires associées, durillons. Port de chaussures fermées.

- Ils intègrent une pastille d'EPITHELIUM 26® d' 1 mm d'épaisseur en regard de "l'oignon" qui répartit les pressions et supprime les frottements.
- De plus, portés quotidiennement, ils désactivent le processus de formation de corne et entraînent naturellement la disparition de durillons grâce à un module d'EPITHELIUM 26® en zone plantaire.
- Très fins, encombrement minimal.
- Bretelles de maintien.

COUSSINETS DOUBLE PROTECTION



USAGE QUOTIDIEN	✓	USAGE OCCASIONNEL	
CHAUSSURES FERMÉES	✓	CHAUSSURES OUVERTES	
LAVAGE À LA MACHINE	✓	LAVAGE À LA MAIN	

VENDUE À L'UNITÉ

TAILLES	POINTURES	EAN	CNK
S	36 - 38	3660396003756	2373-157
M	39 - 41	3660396003763	2373-769
L	42 - 45	3660396003770	2373-777



PROTECTIONS HALLUX VALGUS


PROTÈGENT “L'OIGNON” DES FROTTEMENTS ET SOULAGENT LA DOULEUR.



« Oignon » douloureux lors du chaussage.

- Conviennent aux diabétiques
- Soulagent dès l'application grâce au gel d'EPITHELIUM™ Activ répartiteur de pressions et inhibiteur de frottements.
- Gel de silicone auto-adhésif repositionnable, se décolle sans douleur.
- Protections discrètes très fines, s'adaptent dans toutes les chaussures ouvertes ou fermées.
- Réutilisables 4 à 5 fois en moyenne.
- Lot de 2 protections.

PROTECTIONS HALLUX VALGUS



USAGE QUOTIDIEN		USAGE OCCASIONNEL	✓
CHAUSSURES FERMÉES	✓	CHAUSSURES OUVERTES	✓
LAVAGE À LA MACHINE		LAVAGE À LA MAIN	✓

LOT DE 2 PROTECTIONS

TAILLE	SPÉCIFICITÉS	EAN	CNK
TU	4,4 cm x 5,6 cm ép. 1 mm	3660396004883	2961-381

CORS : DÉFINITION

Un cor est un épaississement localisé de la peau (hyperkératose). Il se forme lorsque celle-ci subit une pression excessive et prolongée. Composé d'un noyau de kératine dense qui pénètre les couches profondes de l'épiderme, le cor est souvent douloureux à la marche. On distingue deux grands types de cors :

- le cor dur, généralement situé sur les orteils, à leur extrémité ou sous l'avant-pied ;
- le cor mou ou œil-de-perdrix situé entre les orteils.

NOMBRE D'ORTEILS TOUCHÉS

NOMBRE D'ORTEILS TOUCHÉS

DIGITUBES®



RECOMMANDÉES POUR

- Cor situé sur le dessus de l'orteil ou entre 2 orteils

CONSEIL

ZONE DORSALE / INTERDIGITALE



ACTION

Suppriment les pressions et les frottements sur l'orteil. Éliminent naturellement le cor sans principe actif.

Voir en détail / P. 20

SÉPARATEURS




RECOMMANDÉS POUR

- Cor situé entre 2 orteils, œil-de-perdrix

CONSEIL

ZONE INTERDIGITALE




ACTION

Séparent des orteils qui se touchent. Éliminent naturellement le cor sans principe actif.

Voir en détail / P. 20

DOIGTIERS



RECOMMANDÉE POUR

- Cor situé à l'extrémité de l'orteil

CONSEIL

ZONE PULPAIRE




ACTION

Suppriment les pressions et les frottements sur l'orteil. Stoppe le processus d'hyperkératisation.

Voir en détail / P. 20

BARRETTES SOUS-DIAPHYSAIRES



RECOMMANDÉE POUR

- Orteils en marteau, orteils en griffe, dont la déformation est encore réductible

CONSEIL

ZONE DORSALE & PULPAIRE



ACTION

Allongent confortablement les orteils pour limiter leur contact avec la chaussure.

Voir en détail / P. 20

CORS, ONGLES BLEUS




BEST
SELLER

DIGITUBES®

PROTÈGENT L'ORTEIL DES FROTTEMENTS,
FAVORISE L'ÉLIMINATION DU COR
ET SOULAGENT LA DOULEUR.

Douleurs plantaires occasionnelles,
échauffements dans des chaussures
ouvertes, échancrées.

- Suppriment les pressions et les frottements sur l'orteil (zone dorsale ou interdigitale) et soulagent la douleur. Favorise l'élimination naturelle du cor.
- 1mm de gel uniquement sur leur demi-circonférence.
- Très fins, peuvent se porter sur des orteils voisins.
- 1,5 cm de protection Digitubes® permettent de protéger l'orteil pendant 10 jours.



ORTEIL	a	b	c
Femme	M	S	S
Homme	L	M	S

USAGE QUOTIDIEN	✓	USAGE OCCASIONNEL
CHAUSSURES FERMÉES	✓	CHAUSSURES OUVERTES
LAVAGE À LA MACHINE		LAVAGE À LA MAIN ✓

TAILLES	EAN	CNK
S	3660396003695	2373-082
M	3660396003701	2373-710
L	3660396003718	2373-728

1 UNITÉ DE
10 CM CHACUN,
À DÉCOUPER.




BEST
SELLER

DOIGTIERS

PROTÈGENT L'ORTEIL DES FROTTEMENTS
ET SOULAGENT LA DOULEUR.

Douleurs plantaires occasionnelles,
échauffements dans des chaussures
ouvertes, échancrées.

- Suppriment les pressions et les frottements sur l'orteil (zone pulpaire) et soulagent la douleur grâce au gel d'EPITHELIUM 26® d'1mm d'épaisseur seulement.
- Stoppe le processus d'hyperkératisation.
- Maintien idéal grâce à l'élasticité des matériaux et à la souplesse des manchons.
- Facilité de mise en place.
- Résistants à l'usure grâce au gel inséré entre 2 couches de tissu.



ORTEIL	Femme	Homme
Gros orteils	M	L
2 ^{ème} et 3 ^{ème} orteils	S	M

USAGE QUOTIDIEN	✓	USAGE OCCASIONNEL
CHAUSSURES FERMÉES	✓	CHAUSSURES OUVERTES
LAVAGE À LA MACHINE		LAVAGE À LA MAIN ✓

TAILLES	EAN	CNK
S	3660396003725	2373-090
M	3660396003732	2373-736
L	3660396003749	2373-744

VENDUE
À L'UNITÉ




BEST
SELLER

BARRETTES
SOUS-DIAPHYSAIRES

ÉVITENT LE CONFLIT ENTRE LA
CHAUSSURE ET LES ORTEILS.

Durillons, callosités sous l'avant-pied.

- Allongent confortablement les orteils pour limiter leur contact avec la chaussure.
- Forme parfaitement adaptée à l'espace situé sous les doigts de pied.
- Contact très agréable grâce au tissu choisi.
- Maintien optimal grâce à l'élastique souple à passer autour du 3^{ème} orteil.



USAGE QUOTIDIEN	✓	USAGE OCCASIONNEL
CHAUSSURES FERMÉES	✓	CHAUSSURES OUVERTES
LAVAGE À LA MACHINE	✓	LAVAGE À LA MAIN

TAILLES	EAN	CNK
Femme	3660396003787	2564-201
Homme	3660396003794	2564-219

VENDUE
PAR PAIRE




SÉPARATEURS

SÉPARENT 2 ORTEILS EN CONFLIT,
FAVORISE L'ÉLIMINATION DU COR
ET SOULAGENT LA DOULEUR.

Cor situé entre 2 orteils
(œil-de-perdrix).

- Suppriment les frottements entre 2 orteils en les séparant et soulagent la douleur. Favorise l'élimination naturelle du cor.
- Confort immédiat grâce au gel souple d'EPITHELIUM™ et à la forme spécifique du séparateur.
- Maintien interdigital optimal.



USAGE QUOTIDIEN	✓	USAGE OCCASIONNEL
CHAUSSURES FERMÉES	✓	CHAUSSURES OUVERTES
LAVAGE À LA MACHINE		LAVAGE À LA MAIN ✓

TAILLES	CONTENU	EAN	CNK
Petits	Lot de 6	3660396003800	2373-108
Grands	Lot de 4	3660396003817	2373-116

VENDUS PAR LOT DE
6 (taille S) OU 4 (taille L)



TALONNETTES
AU PHYSIO'CHOC™



- RECOMMANDÉS POUR
- Épine calcanéenne
 - Fasciite plantaire
- > CHAUSSURES FERMÉES

ACTION

Diminuent la tension plantaire en soulevant les talons.
Absorbent l'onde de chocs à chaque appui.

CONSEIL

À utiliser quotidiennement dans toutes les chaussures pour diminuer la tension de l'aponévrose et absorber les ondes de choc.

Voir en détail / P. 24

PROTECTIONS
ANTI-AMPOULES



- RECOMMANDÉES POUR
- Irritations
 - Brûlures par frottements
 - Ampoules
- > CHAUSSURES OUVERTES/FERMÉES

ACTION

Protègent la peau des frottements.
Soulagent la douleur.
Préviennent les ampoules.

CONSEIL

À utiliser en prévention sur les zones sensibles pour éviter la formation d'ampoules. Conviennent aux personnes diabétiques.

Voir en détail / P. 24

PROTECTIONS
ANTI-CREVASSES



- RECOMMANDÉS POUR
- Talons fissurés & crevassés
- > CHAUSSURES FERMÉES

ACTION

Protègent et soulagent les talons fissurés, crevassés.
Améliorent l'aspect esthétique.

CONSEIL

À porter de jour comme de nuit pour soulager la douleur à la marche et favoriser naturellement la réparation des crevasses.

Voir en détail / P. 24

TAILLE	EAN	CNK
TU	3660396005811	2997-641

ORTHOPÉDIE

En choisissant de s’orienter vers l’orthopédie, MILLET Innovation prend un virage majeur mais cohérent. Tout le travail engagé en Recherche & Développement depuis maintenant 25 ans ainsi que les investissements industriels réguliers pour intégrer la totalité de notre production, nous permet de disposer de nombreux atouts pour devenir un acteur référent dans ce domaine.

La gamme d’orthopédie que nous sommes en mesure de vous proposer aujourd’hui bénéficie de réelles ruptures technologiques pour soulager les douleurs chroniques ou traumatiques liées au geste tout en offrant un confort optimal. L’objectif final est de favoriser l’observance thérapeutique des patients pour les amener plus rapidement vers la guérison.

POIGNET-MAIN	PAGES 32 à 41
GENOU	PAGES 42 à 47
CHEVILLE	PAGES 48 à 51

PHASE CHRONIQUE



RHIZARTHROSE

ORTHÈSE POUCE
SOUPLE D'ACTIVITÉ

BEST
SELLER



RECOMMANDÉE POUR

- Rhizarthrose,
- Tendinopathie

ACTIVITÉ



ACTION

Maintient le pouce au repos
sans perte de fonctionnalité
de la main.

Voir détail / P. 30

ORTHÈSE POUCE
RIGIDE DE REPOS



RECOMMANDÉE POUR

- Rhizarthrose
- Tendinopathie
- Phase inflammatoire +

REPOS



ACTION

Maintient le pouce
au repos.

Voir détail / P. 30

SYNDROME
DU CANAL CAPIEN

ORTHÈSE POIGNET SOUPLE
D'ACTIVITÉ CARP' ACTIV®



RECOMMANDÉE POUR

- Syndrome du canal carpien.

ACTIVITÉ



ACTION

Limite les amplitudes du
poignet sans perte de
fonctionnalité de la main.

Voir détail / P. 30

SYNDROME
DU CANAL CAPIEN

ORTHÈSE POIGNET RIGIDE
DE REPOS CARP' IMMO®

BEST
INNOVATION



RECOMMANDÉE POUR

- Syndrome du canal carpien.

REPOS



ACTION

Immobilise et soulage
le poignet.

Voir détail / P. 30

TENDINITE DE DE QUERVAIN

ORTHÈSE POIGNET POUCE
D'ACTIVITÉ QUERV' ACTIV™



RECOMMANDÉE POUR

- De Quervain.
- Tendinite
- TMS du pouce.

ACTIVITÉ



ACTION

Préserve le poignet et le
pouce en accompagnant
les mouvements.

Voir détail / P. 32

ORTHÈSE POIGNET POUCE
DE REPOS QUERV' IMMO™



RECOMMANDÉE POUR

- De Quervain.
- Tendinite
- TMS du pouce.

REPOS



ACTION

Immobilise et soulage
le poignet et le pouce.

Voir détail / P. 32



Existe aussi en version sur-mesure thermoformable. Demander conseils auprès de votre spécialiste.

Rhizarthrose. Tendinopathie.

ORTHÈSE POUCE
SOUPLE D'ACTIVITÉ

SOULAGE LE POUCE & ACCOMPAGNE LE MOUVEMENT.


- Portée quotidiennement, elle aide à soulager les douleurs articulaires à la base du pouce (rhizarthrose) en le maintenant en position de repos et en limitant les micro-mouvements traumatisants.
- Maintien de la chaleur locale grâce au tendon en silicone EPITHELIUMFLEX®.
- Fonctionnalité de la main préservée au quotidien.
- Fine, elle permet de porter une montre ou des bijoux.
- Pas d'éléments auto-agrippants, agressifs pour les vêtements.

ORTHÈSE POUCE
RIGIDE DE REPOS

MAINTIENT ET SOULAGE LE POUCE

- Portée durant la nuit ou dans toutes les situations où la main n'est pas utilisée, elle aide à soulager les douleurs articulaires à la base du pouce et contribue à limiter l'évolution de la rhizarthrose.
- Immobilisation du pouce en position de repos.
- Ergonomie assurée grâce aux renforts adaptés à la morphologie de la main.
- Confort optimal : douceur et finesse du tissu.


ORTHÈSE POUCE SOUPLE DE JOUR



PHASE CHRONIQUE	✓	PHASE INFLAMMATOIRE
LAVAGE À LA MACHINE	✓	LAVAGE À LA MAIN

TAILLES	S	M	L
MESURES	13 ≤ < 15 cm	15 ≤ < 17 cm	17 ≤ < 19 cm
GAUCHE			
CNK	3148-186	3148-202	3148-210
EAN	3660396006443	3660396006467	3660396006481
DROITE			
CNK	3148-145	3148-194	3148-228
EAN	3660396006436	3660396006450	3660396006474

ORTHÈSE POUCE RIGIDE DE REPOS



PHASE CHRONIQUE		PHASE INFLAMMATOIRE	✓
LAVAGE À LA MACHINE		LAVAGE À LA MAIN	✓

TAILLES	S	M	L
MESURES	17,0 ≤ < 19,0 cm	19,0 ≤ < 21,5 cm	21,5 ≤ < 24,0 cm
GAUCHE			
CNK	3716-024	3716-040	3716-065
EAN	3660396010587	3660396010600	3660396010624
DROITE			
CNK	3716-016	3716-032	3716-057
EAN	3660396010570	3660396010594	3660396010617



Syndrome du canal carpien. Troubles musculo-squelettiques. Tendinites du poignet.

ORTHÈSE POIGNET
SOUPLE D'ACTIVITÉ
> CARP' ACTIV®

PRÉSERVE LE POIGNET ET ACCOMPAGNE SON MOUVEMENT.

- Portée quotidiennement, elle accompagne les mouvements du poignet tout en conservant l'usage des doigts.
- CARP' ACTIV™ limite l'amplitude et évite les arrêts brusques dans le geste.
- Tissu technique et patronage spécifique breveté épousant le galbe de la main.
- Souple, l'orthèse apporte une présence sécurisante et un confort optimal.

ORTHÈSE POIGNET
DE REPOS
> CARP' IMMO®

PRÉSERVE, IMMOBILISE ET SOULAGE LE POIGNET.

- S'adapte au poignet pour le maintenir confortablement en position neutre.
- Renforts anatomiques semi-rigides qui s'adaptent parfaitement à la morphologie pour un confort optimal.
- Sangle de serrage pour un ajustement homogène de l'orthèse autour du poignet.
- Ouverture large pour faciliter le passage de la main.
- Légère et ultrafine, elle se fait oublier même pendant le sommeil.

ORTHÈSE POIGNET CARP'ACTIV™



PHASE CHRONIQUE	✓	PHASE INFLAMMATOIRE
LAVAGE À LA MACHINE	✓	LAVAGE À LA MAIN

TAILLES	S	M	L
MESURES	17,5 ≤ < 19,0 cm	19,0 ≤ < 21,5 cm	21,5 ≤ < 24,0 cm
GAUCHE			
CNK	3908-274	3908-290	3908-316
EAN	3660396012659	3660396012673	3660396012697
DROITE			
CNK	3908-266	3908-282	3908-308
EAN	3660396012642	3660396012666	3660396012680

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Déconseillée lors d'une utilisation prolongée sur clavier.

ORTHÈSE POIGNET CARP'IMMO™



PHASE CHRONIQUE		PHASE INFLAMMATOIRE	✓
LAVAGE À LA MACHINE		LAVAGE À LA MAIN	✓

TAILLES	S	M	L
MESURES	17,0 ≤ < 19,0 cm	19,0 ≤ < 21,5 cm	21,5 ≤ < 24,0 cm
GAUCHE			
CNK	3908-332	3908-357	3908-373
EAN	3660396012710	3660396012734	3660396012758
DROITE			
CNK	3908-324	3908-340	3908-365
EAN	3660396012703	3660396012727	3660396012741



Ténosynovite de De Quervain.
Tendinite.
Troubles musculo-squelettiques du pouce.

ORTHÈSE POIGNET POUCE
SOUPLE D'ACTIVITÉ
> QUERV'ACTIV™

PRÉSERVE LE POIGNET ET LE POUCE ET ACCOMPAGNE LES MOUVEMENTS.

- Portée quotidiennement, elle limite les micro-mouvements traumatisants et maintient le pouce en position de repos tout en conservant l'entière fonctionnalité de la main.
- Les inserts en gel en forme de haricots permettent d'éviter les surpressions à la jonction du poignet et du pouce.
- Fonctionnalité de la main préservée au quotidien.
- Fine, elle permet de porter une montre ou des bijoux.
- Pas d'éléments auto-agrippants, agressifs pour les vêtements.


ORTHÈSE POIGNET POUCE
DE REPOS
> QUERV'IMMO™

IMMOBILISE ET SOULAGE LE POUCE ET LE POIGNET.

- Portée durant la nuit ou dans toutes les situations où la main n'est pas utilisée, elle maintient confortablement le pouce et le poignet en position de repos.
- Immobilisation du poignet en position de repos.
- Ergonomie assurée grâce aux renforts anatomiques adaptés à la morphologie de la main.
- Confort optimal : douceur et finesse du tissu.


ORTHÈSE QUERV'ACTIV™



	PHASE CHRONIQUE	✓	PHASE INFLAMMATOIRE
	LAVAGE À LA MACHINE	✓	LAVAGE À LA MAIN
TAILLES	S	M	L
MESURES	13 ≤ < 15 cm	15 ≤ < 17 cm	17 ≤ < 19 cm
GAUCHE	CNK	4386-835	4386-876
	EAN	3660396017135	3660396017173
DROITE	CNK	4386-827	4386-868
	EAN	3660396017128	3660396017166

ORTHÈSE QUERV'IMMO™



	PHASE CHRONIQUE		PHASE INFLAMMATOIRE	✓
	LAVAGE À LA MACHINE		LAVAGE À LA MAIN	✓
TAILLES	S	M	L	
MESURES	17,0 ≤ < 19,0 cm	19,0 ≤ < 21,5 cm	21,5 ≤ < 24,0 cm	
GAUCHE	CNK	4386-892	4386-918	4386-934
	EAN	3660396017258	3660396017272	3660396017296
DROITE	CNK	4386-884	4386-900	4386-926
	EAN	3660396017241	3660396017265	3660396017289



PHASE TRAUMATIQUE

ATTELLE POUCE D'IMMOBILISATION	ATTELLE POIGNET D'IMMOBILISATION	ATTELLE POIGNET-MAIN D'IMMOBILISATION	ATTELLE POIGNET-POUCE D'IMMOBILISATION
RECOMMANDÉE POUR <ul style="list-style-type: none">• Entorse bénigne à moyenne• Phase inflammatoire• Situation post-opératoire	RECOMMANDÉE POUR <ul style="list-style-type: none">• Entorse poignet bénigne• Tendinopathie	RECOMMANDÉE POUR <ul style="list-style-type: none">• Entorse poignet• Canal carpien post-opératoire	RECOMMANDÉE POUR <ul style="list-style-type: none">• Entorse poignet-pouce• Tendinopathie
IMMOBILISATION	IMMOBILISATION	IMMOBILISATION	IMMOBILISATION
ACTION	ACTION	ACTION	ACTION
Immobilise strictement le pouce.	Immobilise le poignet.	Immobilise le poignet et la main.	Immobilise strictement le poignet et le pouce.
voir en détail / P. 36	voir en détail / P. 36	voir en détail / P. 36	voir en détail / P. 36



ATTELLE POUCE
D'IMMOBILISATION

IMMOBILISE ET SOULAGE LE POUCE.

Entorse. Traumatismes.
Pouce douloureux.

- Le port de l'attelle d'immobilisation est préconisé en cas de traumatismes du pouce (phase aiguë) : entorse bénigne à moyenne, contusion. Elle peut être utilisée en cas d'inflammation de l'articulation métacarpo-phalangienne et en situation postopératoire.
- Maintien rigoureux : immobilisation du pouce en rectitude.
- Ergonomie assurée grâce à ses renforts anatomiques semi-rigides.
- Large ouverture pour faciliter le passage de la main et l'enfilage du pouce.
- Confort optimal : douceur et finesse du tissu.



USAGE QUOTIDIEN	USAGE PONCTUEL	✓
PHASE CHRONIQUE	PHASE TRAUMATIQUE	✓
LAVAGE À LA MACHINE	LAVAGE À LA MAIN	✓

TAILLES	S	L
MESURES	7 ≤ ≤ 9,4 cm	9,5 ≤ ≤ 12,5 cm
GAUCHE CNK	3816-246	3816-261
EAN	3660396012116	3660396012130
DROITE CNK	3816-238	3816-253
EAN	3660396012109	3660396012123




ATTELLE POIGNET
D'IMMOBILISATION

IMMOBILISE ET SOULAGE LE POIGNET.

Entorse du poignet bénigne.
Tendinopathie.

- 1 renfort dorsal et 1 renfort palmaire conformable pour un positionnement optimal du poignet et de la main.
- 2 attaches auto-agrippantes au niveau de la main + 1 sangle amovible au niveau du poignet: serrage anatomique et immobilisation rigoureuse.
- Pelote de confort amovible pour le calage de la main au repos.
- Pas de pression sur la styloïde.
- Large ouverture pour faciliter le passage de la main.
- Confort assuré. Usage des doigts préservé.
- Peut se porter indifféremment sur la main droite ou gauche.



USAGE QUOTIDIEN	USAGE PONCTUEL	✓
PHASE CHRONIQUE	PHASE TRAUMATIQUE	✓
LAVAGE À LA MACHINE	LAVAGE À LA MAIN	✓

TAILLES	S	M	L
MESURES	16,5 ≤ ≤ 19 cm	19,1 ≤ ≤ 21,5 cm	21,6 ≤ ≤ 23,5 cm
CNK	3775-418	3775-426	3775-434
EAN	3660396011812	3660396011829	3660396011836




ATTELLE POIGNET-MAIN
D'IMMOBILISATION

IMMOBILISE ET SOULAGE LE POIGNET ET LA MAIN.

Entorse du poignet. Syndrome du Canal Carpien post-opératoire.

- 1 renfort dorsal, 1 renfort latéral et 1 renfort palmaire conformable pour un positionnement optimal du poignet et de la main.
- 2 attaches auto-agrippantes + 1 sangle amovible au niveau du poignet : serrage anatomique et immobilisation stricte.
- Pelote de confort amovible pour le calage de la main au repos.
- Ouverture totale pour faciliter le passage de la main en cas d'œdème.
- Confort assuré.
- Usage des doigts préservé.



USAGE QUOTIDIEN	USAGE PONCTUEL	✓
PHASE CHRONIQUE	PHASE TRAUMATIQUE	✓
LAVAGE À LA MACHINE	LAVAGE À LA MAIN	✓

TAILLES	S	M	L
MESURES	16,5 ≤ ≤ 19 cm	19,1 ≤ ≤ 21,5 cm	21,6 ≤ ≤ 23,5 cm
GAUCHE CNK	3775-418	3775-426	3775-491
EAN	3660396011836	3660396011874	3660396011898
DROITE CNK	3775-442	3775-467	3775-483
EAN	3660396011843	3660396011867	3660396011881




ATTELLE POIGNET-POUCE
D'IMMOBILISATION

IMMOBILISE ET SOULAGE LE POIGNET ET LE POUCE.

Entorse du poignet-pouce.
Tendinopathie.

- 1 renfort dorsal, 1 renfort latéral, 2 renforts autour du pouce et 1 renfort palmaire conformable pour un positionnement optimal du poignet et du pouce.
- 2 attaches auto-agrippantes + 1 sangle amovible au niveau du poignet + 1 patte ajustable autour du pouce : serrage anatomique et immobilisation stricte.
- Pelote de confort amovible pour le calage de la main au repos.
- Ouverture totale pour faciliter le passage de la main en cas d'œdème.
- Confort assuré. Volume et poids limités.



USAGE QUOTIDIEN	USAGE PONCTUEL	✓
PHASE CHRONIQUE	PHASE TRAUMATIQUE	✓
LAVAGE À LA MACHINE	LAVAGE À LA MAIN	✓

TAILLES	S	M	L
MESURES	16,5 ≤ ≤ 19 cm	19,1 ≤ ≤ 21,5 cm	21,6 ≤ ≤ 23,5 cm
GAUCHE CNK	3775-517	3775-533	3775-558
EAN	3660396011911	3660396011935	3660396011959
DROITE CNK	3775-509	3775-525	3775-541
EAN	3660396011904	3660396011928	3660396011942

PHASE CHRONIQUE

PHASE TRAUMATIQUE

**PHYSIOSTRAP™
MÉDICAL**

BEST INNOVATION



RECOMMANDÉE POUR

- Gonarthrose
- Pathologies rotuliennes
- Fragilité ligamentaire



GENOUILLÈRE PROPRIOCEPTIVE

ACTION

Maintient et soulage le genou fragile ou douloureux grâce au tendon EPITHELIUMFLEX®.
Favorise la poursuite et la reprise des activités quotidiennes.

voir en détail / P. 40

**GENOUILLÈRE
DE MAINTIEN**



RECOMMANDÉE POUR

- œdème



GENOUILLÈRE COMPRESSIVE

ACTION

Maintient et soulage le genou grâce à la contention et à l'amélioration de la proprioception.

Voir détail / P. 42

**GENOUILLÈRE
ROTULIENNE**



RECOMMANDÉE POUR

- Pathologies rotuliennes



GENOUILLÈRE COMPRESSIVE

ACTION

Maintient et soulage le genou grâce à la contention.
Stabilise la rotule.

Voir détail / P. 42

**GENOUILLÈRE
LIGAMENTAIRE**



RECOMMANDÉE POUR

- Instabilité ligamentaire



GENOUILLÈRE COMPRESSIVE

ACTION


Maintient et soulage le genou grâce à la contention.
Sécurise l'action ligamentaire.

Voir détail / P. 42

GONARTHROSE : DÉFINITION

La gonarthrose, ou arthrose du genou, correspond à la dégradation progressive du cartilage de l'articulation. Elle peut toucher le compartiment fémoro-patellaire ou fémoro-tibial interne ou externe, voire les trois. Même si son origine est multifactorielle, la surutilisation de l'articulation est une cause majeure de son apparition. Aux stades débutants, cette pathologie se caractérise par des douleurs et une raideur articulaire, qui s'intensifient jusqu'à limiter la mobilité et impacter fortement la qualité de vie aux stades plus avancés.

BEST INNOVATION



PHYSIOSTRAP™ MÉDICAL

MAINTIENT ET SOULAGE LE GENOU FRAGILE ET DOULOUREUX.

• Aide à sécuriser le genou grâce au tendon breveté EPITHELIUMFLEX® et aux tissus performants. Soulage et favorise la poursuite ou la reprise des activités quotidiennes. Contribue à préserver le capital mobilité.

• Extra-fin (moins de 40g), la genouillère se porte sous toutes vos tenues.

• Excellent maintien grâce aux bandes élastiques siliconées : ne glisse pas.

• Aucune gêne derrière le genou grâce à la finesse du tissu.

CONTRE-INDICATIONS : Ne pas utiliser en cas d'artérite, d'état variqueux important, de séquelles de phlébite ou d'œdème (lymphatique/veineux) de la jambe et/ou de la cuisse de manière à ne pas entraver la circulation. Ne pas utiliser sur une lésion cutanée.

PHYSIOSTRAP™ MÉDICAL

NE GLISSE PAS
> Bande élastique siliconée (7,5cm)

SÉCURISATION DU GENOU
> Tissu de compression en zones latérales






N'IRRITE PAS
Tissu FINNESS, ultra fin au niveau du pli poplité

NE GLISSE PAS
> Bande élastique siliconée

MAINTIEN ROTULIEN
> Tendon breveté EPITHELIUMFLEX®

PAS DE PRESSION
> Tissu souple au niveau de la rotule

USAGE RÉGULIER	✓	USAGE PONCTUEL
PHASE CHRONIQUE	✓	USAGE TRAUMATIQUE
LAVAGE À LA MACHINE	✓	LAVAGE À LA MAIN

TAILLES	MESURES	CNK	EAN
1	33 ≤  35 cm	3557-196	3660396008348
2	36 ≤  38 cm	3557-204	3660396008355
3	39 ≤  41 cm	3557-212	3660396008362
4	42 ≤  43 cm	3557-220	3660396008379
5	44 ≤  45 cm	3557-238	3660396008386

Le PHYSIOSTRAP™ médical peut se porter indifféremment sur la jambe gauche ou droite.

Gonarthrose, pathologies rotuliennes, fragilité ligamentaire.

LES DISPOSITIFS PHYSIOSTRAP™

sont des dispositifs médicaux : ils sont légers et n'entravent pas le mouvement. Ils peuvent donc se porter quotidiennement, sur une longue durée et même en prévention.

GENOU

44/ CATALOGUE EPITACT®

CATALOGUE EPITACT® /45

LA GAMME DE GENOUILLÈRES TRICOTÉES

Les genouillères en tricot 3D sont des genouillères compressives. Ce sont des dispositifs de contention de classe III conçus pour être utilisés de façon ponctuelle.

CONTRE-INDICATIONS : Ne pas utiliser en cas d'artérite, d'état variqueux important, de séquelles de phlébite ou d'œdème (lymphatique/veineux) de la jambe et/ou de la cuisse de manière à ne pas entraver la circulation. Ne pas utiliser sur une lésion cutanée.



GENOUILLÈRE DE MAINTIEN

MAINTIENT ET SOULAGE LE GENOU.

Œdème.

- Maintient le genou grâce à la compression assurée par le tricot élastique 3D. Favorise la stabilité de l'articulation grâce à l'amélioration de la proprioception.
- Excellent maintien sur la cuisse (bande élastique siliconée) : ne glisse pas.
- Aucune gêne derrière le genou grâce au coussinet en silicone breveté.
- Pas de pression sur la rotule : tricot décompressif.
- Evacuation de la sueur.



USAGE QUOTIDIEN	USAGE PONCTUEL	✓
PHASE CHRONIQUE	USAGE TRAUMATIQUE	✓
LAVAGE À LA MACHINE	LAVAGE À LA MAIN	✓

TAILLES	MESURES	CNK	EAN
1	33 ± 35 cm	3715-760	3660396010051
2	36 ± 38 cm	3715-778	3660396010068
3	39 ± 41 cm	3715-786	3660396010075
4	42 ± 43 cm	3715-794	3660396010082
5	44 ± 45 cm	3715-802	3660396010099

La genouillère de maintien peut se porter indifféremment sur la jambe gauche ou droite.

VENDUE À L'UNITÉ



GENOUILLÈRE ROTULIENNE

STABILISE LA ROTULE ET SOULAGE LE GENOU.

Pathologies rotuliennes.

- Maintient le genou grâce à la compression assurée par le tricot élastique, au tendon rotulien breveté EPITHELIUMFLEX® et aux baleines latérales souples. Favorise la stabilité de l'articulation grâce à l'amélioration de la proprioception.
- Excellent maintien sur la cuisse (bande élastique siliconée) : ne glisse pas.
- Aucune gêne derrière le genou grâce au coussinet en silicone breveté.
- Pas de pression sur la rotule : tricot décompressif.
- Evacuation de la sueur.



USAGE QUOTIDIEN	USAGE PONCTUEL	✓
PHASE CHRONIQUE	USAGE TRAUMATIQUE	✓
LAVAGE À LA MACHINE	LAVAGE À LA MAIN	✓

TAILLES	MESURES	CNK	EAN
1	33 ± 35 cm	3715-869	3660396010150
2	36 ± 38 cm	3715-877	3660396010167
3	39 ± 41 cm	3715-885	3660396010174
4	42 ± 43 cm	3715-893	3660396010181
5	44 ± 45 cm	3715-901	3660396010198

La genouillère de rotulienne peut se porter indifféremment sur la jambe gauche ou droite.

VENDUE À L'UNITÉ



GENOUILLÈRE LIGAMENTAIRE

MAINTIENT, STABILISE ET SOULAGE LE GENOU.

Instabilité ligamentaire.

- Maintient le genou grâce à la compression assurée par le tricot élastique 3D croisé au-dessus du genou et aux baleines latérales souples. Favorise la stabilité de l'articulation grâce à l'amélioration de la proprioception.
- Excellent maintien sur la cuisse (bande élastique siliconée) : ne glisse pas.
- Aucune gêne derrière le genou grâce au coussinet en silicone breveté.
- Pas de pression sur la rotule : tricot décompressif.
- Evacuation de la sueur.



USAGE QUOTIDIEN	USAGE PONCTUEL	✓
PHASE CHRONIQUE	USAGE TRAUMATIQUE	✓
LAVAGE À LA MACHINE	LAVAGE À LA MAIN	✓

TAILLES	MESURES	CNK	EAN
1	33 ± 35 cm	3715-810	3660396010105
2	36 ± 38 cm	3715-828	3660396010112
3	39 ± 41 cm	3715-836	3660396010129
4	42 ± 43 cm	3715-844	3660396010136
5	44 ± 45 cm	3715-851	3660396010143

La genouillère ligamentaire peut se porter indifféremment sur la jambe gauche ou droite.

VENDUE À L'UNITÉ

MAINTIEN

CHEVILLÈRE
DE MAINTIEN



RECOMMANDÉE POUR

- Arthrose débutante
- Œdème



ACTION

Améliore la proprioception.
Favorise la résorption
de l'œdème.

voir en détail / P. 46

MAINTIEN RENFORCÉ

CHEVILLÈRE
LIGAMENTAIRE



RECOMMANDÉE POUR


- Reprise d'activités quotidiennes
suite à un traumatisme
- Œdème



ACTION

Améliore la proprioception.
Sécurise la cheville lors de la marche.

voir en détail / P. 46



PRISE DE MESURES DES CHEVILLÈRES :
Mesurez la circonférence du tour de la cheville au-dessus des
malléoles.
DES CHEVILLÈRES EXISTENT EN DIFFÉRENTES TAILLES.



CHEVILLÈRE DE MAINTIEN

AMÉLIORE LA PROPRIOCEPTION, FAVORISE LA RÉSORPTION DE L'ŒDÈME.

Œdème, arthrose débutante.

- Tricotage élastique 3D garantissant une meilleure prise en compte du volume du pied : il exerce une compression homogène sur l'articulation et permet le maintien du pied dans l'axe. De plus, la proprioception (perception sensorielle de l'articulation) est améliorée et contribue à la stabilité de la cheville.
- Forme anatomique, talon fermé.
- Tricotage spécifique aux extrémités pour éviter un effet garrot.
- Maille micro-aérée permettant l'évacuation de la sueur pour davantage de confort.



USAGE RÉGULIER	USAGE PONCTUEL	✓
MAINTIEN	MAINTIEN RENFORCÉ	✓
LAVAGE À LA MACHINE	LAVAGE À LA MAIN	✓

TAILLES	MESURES	CNK	EAN
1	21 ≤ 22 cm	3715-919	3660396010631
2	23 ≤ 24 cm	3715-927	3660396010648
3	25 ≤ 26 cm	3715-935	3660396010655
4	27 ≤ 28 cm	3715-943	3660396010662
5	29 ≤ 30 cm	3715-950	3660396010679

La cheville de maintien peut se porter indifféremment sur la cheville droite ou gauche.

VENDUE À L'UNITÉ



CHEVILLÈRE LIGAMENTAIRE

AMÉLIORE LA PROPRIOCEPTION, SÉCURISE LA CHEVILLE LORS DE LA MARCHÉ.

Reprise d'activités quotidiennes suite à traumatisme, œdème.

- Tricotage élastique 3D garantissant une parfaite prise en compte du volume du pied.
- Compression homogène sur l'articulation pour une meilleure proprioception.
- Strapping breveté qui stabilise la cheville, maintient le pied dans l'axe à chacun des mouvements sans exercer de pression sur le tendon d'Achille.
- Strapping amovible permettant l'ajustement du serrage (œdème, etc,...).
- Forme anatomique, talon fermé.
- Tricotage spécifique aux extrémités pour éviter un effet garrot.
- Maille micro-aérée permettant l'évacuation de la sueur pour davantage de confort.



USAGE RÉGULIER	USAGE PONCTUEL	✓
MAINTIEN	MAINTIEN RENFORCÉ	✓
LAVAGE À LA MACHINE	LAVAGE À LA MAIN	✓

TAILLES	MESURES	CNK	EAN
1	21 ≤ 22 cm	3715-968	3660396010686
2	23 ≤ 24 cm	3715-976	3660396010693
3	25 ≤ 26 cm	3715-984	3660396010709
4	27 ≤ 28 cm	3715-992	3660396010716
5	29 ≤ 30 cm	3716-008	3660396010723

La cheville ligamentaire peut se porter indifféremment sur la cheville droite ou gauche.

VENDUE À L'UNITÉ



SPORT

Notre équipe de R&D se mobilise afin de développer une gamme de produits d'orthopédie et de protections la plus adaptée aux contraintes des sportifs, amateurs ou professionnels, en examinant leurs besoins et leurs envies.

Comment allier confort et performance? Telle est la base du cahier des charges fourni. Les matériaux, leur mise en œuvre, le patronnage, tout est étudié pour aboutir à des produits ergonomiques, efficaces et durables.

Portés par des sportifs de haut niveau, ils intègrent des technologies brevetées, un design innovant et sont conçus pour s'adapter à tous et à toutes les situations.

epitact®

PROTECTIONS ONGLES BLEUS	PROTECTIONS PLANTAIRES	ORTHÈSE CORRECTIVE	PROTECTIONS ANTI-AMPOULES
			
ZONE UNGUÉALE	ZONE PLANTAIRE	HALLUX VALGUS	MULTIZONE
RECOMMANDÉS POUR	RECOMMANDÉES POUR	RECOMMANDÉE POUR	RECOMMANDÉES POUR
<ul style="list-style-type: none">• Hématome sous l'ongle d'un orteil	<ul style="list-style-type: none">• Douleurs plantaires• Échauffements	<ul style="list-style-type: none">• Douleurs articulaires et de contact	<ul style="list-style-type: none">• Irritations• Frottements• Ampoules
ACTION	ACTION	ACTION	ACTION
Suppriment les pressions et les micro-chocs sur l'ongle.	Suppriment les pressions et les frottements excessifs sous l'avant-pied.	Réaxe le gros orteil. Optimise la propulsion. Supprime les frictions sur "l'oignon".	Protègent la peau des frottements. Soulagent la douleur. Préviennent les ampoules.
CONSEIL	CONSEIL	CONSEIL	CONSEIL
A utiliser en prévention pour éviter la survenue d'un ongle bleu douloureux (randonnée, course longue distance...).	A utiliser lors de la pratique d'activités sportives sollicitant beaucoup l'avant-pied pour limiter les douleurs, les échauffements.	A utiliser lors de l'activité sportive pour optimiser les appuis. Ne convient pas si l'orteil n'est plus mobile latéralement.	A utiliser en prévention sur les zones sensibles pour éviter la formation d'ampoules. Idéales même en conditions extrêmes (froid, chaleur, eau...).
Voir détail / P. 56	Voir détail / P. 54	Voir détail / P. 54	Voir détail / P. 56

PROTECTIONS TIBIALES OU MALLÉOLES	ERGOSTRAP™ SPORT	PHYSIOSTRAP™ SPORT	PHYSIOSTRAP™ SKI
			
TIBIAS / MALLÉOLES	CHEVILLE	ROTULE (MULTISPORT)	ROTULE (SKI)
RECOMMANDÉS POUR	RECOMMANDÉE POUR	RECOMMANDÉE POUR	RECOMMANDÉE POUR
<ul style="list-style-type: none">• Douleurs de pression• Brûlures• Ampoules	<ul style="list-style-type: none">• Reprise d'activité sportive• Instabilité chronique• Prévention	<ul style="list-style-type: none">• Pathologies rotuliennes• Fragilité ligamentaire	<ul style="list-style-type: none">• Pathologies rotuliennes• Fragilité ligamentaire
ACTION	ACTION	ACTION	ACTION
Protègent la peau des frottements et pressions. Soulagent la douleur. Préviennent les ampoules.	Stabilise la cheville grâce à l'effet strapping. Prévient les blessures et favorise la reprise des activités sportives.	Maintient et soulage le genou fragile ou douloureux. Prévient les blessures et favorise la reprise des activités sportives.	Maintient et soulage le genou fragile ou douloureux. Prévient les blessures et favorise la reprise des sports de glisse.
CONSEIL	CONSEIL	CONSEIL	CONSEIL
A utiliser en prévention, dans les chaussures de ski, pour éviter les douleurs et les irritations au niveau des tibias ou des malléoles.	A utiliser en prévention lors de la pratique sportive sur les chevilles instables. Renforts thermoformables donc confortables.	A utiliser en prévention lors de la pratique sportive sur les genoux fragiles. Très fin et très confortable, ne gêne pas le geste sportif.	A utiliser en prévention lors de la pratique du ski sur les genoux fragiles. Très fin et très confortable, ne gêne pas les mouvements de flexion/extension.
Voir détail / P. 56	Voir détail / P. 54	Voir détail / P. 52	Voir détail / P. 52



PRISE DE MESURES DES PHYSIOSTRAP™ :
Mesurez la circonférence du genou en position semi-fléchie en plaçant le mètre au centre de la rotule.



**PHYSIOSTRAP™
SPORT**

MAINTIENT ET SOULAGE LE GENOU FRAGILE
ET DOULOUREUX.

Pathologies rotuliennes.
Fragilité ligamentaire.
Séquelles de traumatismes.

- Aide à stabiliser le genou grâce au tendon breveté EPITHELIUMFLEX® et aux tissus de compression performants.
- Soulage et favorise la poursuite ou la reprise des activités sportives.
- Utilisable en prévention.
- Action en dynamique, sans entrave du mouvement.
- Extra-fin (moins de 60g), se porte sous toutes vos tenues de sport.
- Excellent maintien grâce aux bandes élastiques siliconées : ne glisse pas.
- Aucune gêne derrière le genou.

PATRONNAGE
BREVETÉ

PHYSIOSTRAP™ SPORT

NE GLISSE PAS
> Bande élastique siliconée (9,5 cm).

N'IRRITE PAS
> Tissu FINESS, ultra fin au niveau du pli poplité.

NE REMONTE PAS
> Bande élastique siliconée (5 cm).

STABILISATION DU GENOU
> Tissu de compression ultra performant REFLEX.

MAINTIEN ROTULIEN
> Tendon en silicone breveté EPITHELIUMFLEX®.

PAS DE PRESSION
> Tissu FINESS, ultra fin au niveau de la rotule.

**CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE
DANS MOINS DE 60g**

USAGE QUOTIDIEN	✓	USAGE PONCTUEL
PHASE CHRONIQUE	✓	PHASE TRAUMATIQUE
LAVAGE À LA MACHINE	✓	LAVAGE À LA MAIN

TAILLES	MESURES	CNK	EAN
XS	32 < ≤ 35 cm	3392-420	3660396006979
S	35 < ≤ 38 cm	3392-404	3660396006986
M	38 < ≤ 41 cm	3392-412	3660396006993
L	41 < ≤ 44 cm	3392-438	3660396007006
XL	44 < ≤ 47 cm	3392-453	3660396007013

La genouillère PHYSIOSTRAP™ SPORT peut se porter indifféremment sur la jambe gauche ou droite.

VENDUE
À L'UNITÉ



**PHYSIOSTRAP™
SKI**

MAINTIENT ET SOULAGE LE GENOU FRAGILE
ET DOULOUREUX.

Pathologies rotuliennes.
Fragilité ligamentaire.
Séquelles de traumatismes.

- Aide à stabiliser le genou grâce au double tendon breveté EPITHELIUMFLEX® et aux tissus de compression performants. Préviend les blessures et favorise la reprise des sports de glisse.
- Utilisable en prévention.
- Action en dynamique, sans entrave du mouvement de flexion/extension.
- Extra-fin (moins de 70g), se porte sous les vêtements techniques.
- Excellent maintien grâce aux bandes élastiques siliconées : ne glisse pas.
- Aucune gêne derrière le genou.

PATRONNAGE
BREVETÉ

PHYSIOSTRAP™ SKI

NE GLISSE PAS
> Bande élastique siliconée (9,5 cm).

N'IRRITE PAS
> Tissu FINESS, ultra fin au niveau du pli poplité.

NE REMONTE PAS
> Bande élastique siliconée (5 cm).

STABILISATION DU GENOU
> Tissu de compression ultra performant REFLEX.

MAINTIEN ROTULIEN
> Double tendon en silicone breveté EPITHELIUMFLEX®.

PAS DE PRESSION
> Tissu FINESS, ultra fin au niveau de la rotule.

**CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE
DANS MOINS DE 70g**

USAGE QUOTIDIEN	✓	USAGE PONCTUEL
PHASE CHRONIQUE	✓	PHASE TRAUMATIQUE
LAVAGE À LA MACHINE	✓	LAVAGE À LA MAIN

TAILLES	MESURES	CNK	EAN
XS	32 < ≤ 35 cm	3607-512	3660396008249
S	35 < ≤ 38 cm	3607-470	3660396008256
M	38 < ≤ 41 cm	3607-488	3660396008263
L	41 < ≤ 44 cm	3608-496	3660396008270
XL	44 < ≤ 47 cm	3608-504	3660396008287

La genouillère PHYSIOSTRAP™ SKI peut se porter indifféremment sur la jambe gauche ou droite.

VENDUE
À L'UNITÉ

BEST
INNOVATION



ERGOSTRAP™ SPORT


STABILISE LA CHEVILLE, PRÉVIENT LES
BLESSURES ET FAVORISE LA REPRISE
DES ACTIVITÉS SPORTIVES.

Reprise d'activité sportive suite à un
traumatisme. Instabilité chronique.
Prévention.

- Strapping breveté avec tendon en silicone pour limiter les mouvements latéraux provoquant l'entorse.
- Renforts latéraux semi-rigides thermoformables sur les malléoles en quelques minutes.
- Orthèse adaptée à la morphologie pour un confort optimal.
- Extra fin, se porte dans tous types de chaussures.

PATRONNAGE
BREVETÉ

ERGOSTRAP™ SPORT



RENFORTS
TERMOFORMABLES
STRAPPING
EPITHELIUMFLEX®

CONCENTÉ DE TECHNOLOGIE POUR
UN MAINTIEN OPTIMAL DANS MOIS DE 70g

USAGE QUOTIDIEN	USAGE PONCTUEL
PHASE CHRONIQUE	PHASE TRAUMATIQUE
LAVAGE À LA MACHINE	LAVAGE À LA MAIN

TAILLES	MESURES	CNK	EAN
S	18,5 ≤ ≤ 20 cm	3674-967	3660396009932
M	20 < ≤ 21,7 cm	3674-975	3660396009949
L	21,7 < ≤ 23,4 cm	3674-991	3660396009956
XL	23,4 < ≤ 25 cm	3674-983	3660396009963

La chevillière ERGOSTRAP™ SPORT peut se porter
indifféremment sur le pied gauche ou droite.



VENDE
À L'UNITÉ



ORTHÈSE HALLUX VALGUS SPORT

CORRIGE LA DÉVIATION, SOULAGE,
PROTÈGE "L'OIGNON".

Durant la pratique sportive, douleurs
articulaires et douleurs de contact liées
à un hallux valgus.

- Réaxe le gros orteil, optimise la propulsion et protège « l'oignon » des frottements.
- Action systémique lors de l'activité sportive sur les facteurs aggravant la déformation :
 - Le tendon externe breveté EPITHELIUMFLEX® réaxe le gros orteil et évite les frottements sur l'excroissance osseuse.
 - Le bracelet métatarsien de contention et la pastille de contre-appui en EPITHELIUM™ permettent de limiter l'écrasement et l'élargissement de l'avant-pied.
- Très fine, se porte dans toutes les chaussures de sport.

PATRONNAGE
BREVETÉ

ORTHÈSE HALLUX VALGUS



Pastille de
contre-appui
en EPITHELIUM

Bracelet
de contention

Tendon en silicone
EPITHELIUMFLEX®

CONCENTÉ DE TECHNOLOGIE
DANS MOINS DE 10g

USAGE QUOTIDIEN	USAGE PONCTUEL
PHASE CHRONIQUE	PHASE TRAUMATIQUE
LAVAGE À LA MACHINE	LAVAGE À LA MAIN

TAILLES	MESURES	CNK	EAN
S	20 ≤ ≤ 21,5 cm	3271-970	3660396007068
M	21,5 < ≤ 23 cm	3271-988	3660396007075
L	23 < ≤ 24,5 cm	3271-962	3660396007082

L'orthèse Hallux Valgus sport peut se porter indifféremment sur
le pied gauche ou droite.



VENDE
À L'UNITÉ

BEST
INNOVATION



PROTECTIONS PLANTAIRES

SOULAGENT, PRÉVIENNENT LES
ÉCHAUFFEMENTS ET LA FORMATION D'AM-
POULES SOUS L'AVANT-PIED.

Douleurs plantaires, irritations, am-
poules durant la pratique sportive.

- Spécialement conçues pour les sports sollicitant fortement l'avant-pied, elles suppriment les pressions et les frottements excessifs sous l'avant-pied ;
- Excellente tenue grâce aux picots et au maillage silicone de la bretelle.
- Faible encombrement dans la chaussure (<30g).

PROTECTIONS PLANTAIRES



NE GLISSE PAS
Face intérieure avec
picots en silicone.

RESTE EN PLACE
Face extérieure avec
maillage en silicone.

N'ÉCHAUFFE PAS
Face intérieure tissu
ultra-confortable.

RÉSISTE À L'USURE
Face extérieure
tissu ultra-résistant.

CONCENTÉ DE TECHNOLOGIE
DANS MOINS DE 30g

USAGE QUOTIDIEN	USAGE PONCTUEL
PHASE CHRONIQUE	PHASE TRAUMATIQUE
LAVAGE À LA MACHINE	LAVAGE À LA MAIN

TAILLES	MESURES	CNK	EAN
S	< 22,5 cm	3271-939	3660396007112
M	22,5 ≤ < 25,5 cm	3271-954	3660396007129
L	≥ 25,5 cm	3271-947	3660396007136



VENDES
PAR PAIRE



PROTECTIONS
ONGLES BLEUS

PROTÈGENT L'ONGLE DES IMPACTS
RÉPÉTÉS CONTRE LA CHAUSSURE.

Hématome sous-unguéal
durant la pratique sportive.

- Suppriment les pressions/microtraumatismes sur l'ongle et soulagent la douleur grâce au gel absorbeur de chocs qui les composent.
- Faible encombrement dans la chaussure.
- Maintien idéal sur l'orteil.
- Contact avec les autres orteils très agréable.

PROTECTIONS ONGLES BLEUS
LAVABLE ET RÉUTILISABLE



Protection en silicone
EPITHELIUMTACT

	Gros orteil	2 ^e et 3 ^e orteils
ORTEIL	Femme	Homme
Gros orteils	M	L
2 ^e et 3 ^e orteils	S	M

USAGE SPORTIF	✓	USAGE OCCASIONNEL	
CHAUSSURES FERMÉES	✓	CHAUSSURES OUVERTES	
LAVAGE À LA MACHINE		LAVAGE À LA MAIN	✓

VENDUS PAR
LOT DE 2

TAILLES	CONTENU	CNK	EAN
S	2 Doigtiers	3271-996	3660396007020
M	2 Doigtiers	3272-002	3660396007037
L	2 Doigtiers	3272-010	3660396007044
XL	2 Doigtiers	3272-028	3660396007051



PROTECTIONS
ANTI-AMPOULES

SOULAGENT ET PRÉVIENNENT LA
FORMATION D'AMPOULES.



Irritations, brûlures par frottements,
ampoules durant la pratique sportive.

- Spécialement conçues pour la pratique du sport, elles protègent la peau des frottements en absorbant les frictions, préviennent les ampoules et soulagent immédiatement la douleur.
- Gel viscoélastique auto-adhésif qui inhibe les frottements.
- Adaptées à toutes les zones sensibles du corps.
- Tenue idéale sur la peau même en conditions extrêmes (froid, chaleur, eau,...).

PROTECTIONS ANTI-AMPOULES
LAVABLE ET RÉUTILISABLE



Protection en silicone
EPITHELIUMTACT
auto-adhésive

TENUE EXTRÊME
adhésif de maintien

USAGE SPORTIF	✓	USAGE OCCASIONNEL	
CHAUSSURES FERMÉES	✓	CHAUSSURES OUVERTES	
LAVAGE À LA MACHINE		LAVAGE À LA MAIN	✓

VENDUES
PAR
LOT DE 4
(avec
12 adhésifs
de maintien
jetables.)

TAILLE	CNK	EAN
TU	3272-101	3660396007099




PROTECTIONS
TIBIALES

PROTÈGENT LA PEAU DES FROTTEMENTS,
PRÉVIENNENT LES AMPOULES
ET SOULAGENT LA DOULEUR.

Douleurs de pression sur les tibias,
brûlures par frottements,
ampoules durant la pratique sportive.

- Spécialement conçues pour la pratique des sports de glisse, elles protègent la peau des frottements/pressions, préviennent les ampoules et soulagent immédiatement la douleur.
- Gel viscoélastique auto-adhésif qui répartit les pressions et absorbe les frictions.
- Adaptées à la zone du tibia.
- Retrait sans douleur même sur les zones pileuses.

PROTECTIONS TIBIALES
LAVABLE ET RÉUTILISABLE



Protection en silicone
EPITHELIUMTACT
auto-adhésive

USAGE SPORTIF	✓	USAGE OCCASIONNEL	✓
CHAUSSURES FERMÉES	✓	CHAUSSURES OUVERTES	
LAVAGE À LA MACHINE		LAVAGE À LA MAIN	✓

VENDUES PAR
LOT DE 2

TAILLE	CNK	EAN
TU	3272-069	3660396007105




PROTECTIONS
MALLÉOLES

PROTÈGENT LA PEAU DES FROTTEMENTS,
PRÉVIENNENT LES AMPOULE
ET SOULAGENT LA DOULEUR.

Douleurs de pression sur les malléoles,
brûlures par frottements,
ampoules durant la pratique sportive.

- Spécialement conçues pour la pratique des sports de glisse, elles protègent la peau des frottements/pressions, préviennent les ampoules et soulagent immédiatement la douleur.
- Gel viscoélastique auto-adhésif qui répartit les pressions et absorbe les frictions.
- Adaptées à la zone des malléoles et des scaphoïdes.

PROTECTIONS MALLÉOLES
LAVABLE ET RÉUTILISABLE



Protection en silicone
EPITHELIUMTACT
auto-adhésive

USAGE SPORTIF	✓	USAGE OCCASIONNEL	✓
CHAUSSURES FERMÉES	✓	CHAUSSURES OUVERTES	
LAVAGE À LA MACHINE		LAVAGE À LA MAIN	✓

VENDUES PAR
LOT DE 2

TAILLE	CNK	EAN
TU	3272-093	3660396007488

COMMUNICATION & MEDIA

Le département marketing de MILLET Innovation conçoit des supports de communication adaptés à votre pharmacie, quelle que soit sa taille. Nous mettons ainsi à votre disposition des présentoirs de dimensions variées, du présentoir comptoir au grand présentoir rotatif. Nous vous proposons aussi des brochures pour informer les patients sur nos produits et sur les pathologies qu'ils traitent. Et comme chaque année depuis 2009, nous communiquons en continu en presse et en télévision pour favoriser les sorties produits. Les solutions EPITACT® faisant l'objet de ces campagnes média sont spécifiquement mises en avant sur des supports destinés à animer vos vitrines.

Comme c'est le cas depuis 2009, nous communiquons de façon intensive en presse et en TV, avec une présence continue tout au long de l'année. Les parutions dans des magazines ciblés et les publicités télévisuelles traitent des pathologies les plus courantes (hallux valgus, douleurs plantaires, cors, arthrose...) et des solutions EPITACT® qui s'y rapportent.

GRANDE CAMPAGNE TV



VISIBILITÉ VIDÉOS & PUBLICATIONS



GRANDE CAMPAGNE DIGITALE



OUTILS DE VENTE

Pour communiquer sur EPITACT® et sur nos produits dans votre officine, nous vous proposons un panel d'outils que nous mettons gracieusement à votre disposition : découvrez les panneaux vitrine qui relaient nos campagnes télé ainsi que la PLV premium qui met en avant notre marque, nos brochures explicatives sur les pathologies phares mais aussi bien sûr notre gamme de présentoirs.


PANNEAUX VITRINE:
EPITACT® BEST SELLER



DISPLAY:
> JAMBES LÉGÈRES
> 5 BROCHES
> 10 BROCHES
> 2 BROCHES...



GUIDE
GÉNÉRAL



Distributeur :

GSA Healthcare sprl/bvba

Avenue du Japon, 1, Boîte 11, B-1420
BRAINE-L'ALLEUD

T: +32 (0)2 412 00 40

F: +32 (0)2 410 28 86

salesdesk@gsa-healthcare.com

Fabricant :

MILLET INNOVATION

ZA Champgrand - BP64
26270 Loriol-sur-Drôme.

Tél. +33 (0)4 75 85 01 90

Ce document est destiné aux professionnels de santé uniquement. Les produits présentés sont des dispositifs médicaux de classe I, qui portent au titre de cette réglementation le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant toute délivrance ou utilisation.

Crédits photo : Studio Ginko, BenJoy

**MILLET
INNOVATION**